

KERN TI-AC

Banco de pruebas con palanca para pruebas de dureza reproducibles con placa base de cristal

KERN®



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	TI-AC
Serie de modelos	TI
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Pruebas de dureza
Grupo de productos	Durómetros (Shore)
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761140233
Modelo predecesor	TI-AC-2.019a
Fecha de inicio prevista	2012-1HJ
Número del arancel aduanero	90248000
País de origen	CN

Datos técnicos - Primarios

Escalas de dureza	Shore A
-------------------	---------

Datos técnicos - Construcción

Material de la carcasa	Acero inoxidable
------------------------	------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Fuerza de ensayo Medición de la dureza	10 N
--	------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

Funciones

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	380×255×195 mm
Peso bruto	8 kg
Peso neto	7 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	No hay mercancías peligrosas
Componente de embalaje - por peso - cartón	650 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	650 g
Plazo de entrega	1 d

KERN TI-AC

Banco de pruebas con palanca para pruebas de dureza reproducibles con placa base de cristal



Standard

