

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN YKI-12

Data: 19.09.2025

ITALIANO



Convertitore RS-232/WiFi

### CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

- Convertitore per il collegamento wireless di bilance, strumenti di misurazione per forze ecc. con interfaccia RS-232 verso dispositivi che supportano il WiFi, come tablet, smartphone o reti
- Ciò significa che i dati di pesata possono essere trasmessi comodamente in modalità wireless da una bilancia a uno o più dispositivi WiFi o a una rete in caso di separazione fisica o di lunghe distanze (è necessario il software corrispondente sul dispositivo WiFi, non incluso nella fornitura)
- Consente l'integrazione diretta degli strumenti di misurazione nella maggior parte delle reti aziendali, con configurazione automatica tramite DHCP o assegnazione IP statica. È possibile accedere ai dati di misurazione aggiornati in qualsiasi momento da tutta la rete
- Il convertitore supporta numerose possibilità di configurazione tramite l'interfaccia web
- Compatibile con KERN Software BalanceConnection
- In dotazione: convertitore RS-232/WLAN, adattatore di rete (UE)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKI-12
Modello-Serie	YKI
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance

Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761483385
Modello precedente	YKI-03
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	yes

## Dati tecnici - Alimentazione


Adattatore di rete	Alimentatore
--------------------	--------------

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Peso lordo	0,40 kg
Peso netto	0,20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	194 g
Tempo di consegna	1 d

## FUNZIONI

Standard
----------



## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11