

# KERN MSF 200

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	MSF 200
Modello-Serie	MSF
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Misurazione delle dimensioni corporee
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761192843
Modello precedente	MSF 200-2016a
Data di inizio prevista	2017-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	Yes

## Dati tecnici - Primario

Campo di misura	210 cm
Lettura	0,1 cm

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	60×60×930 mm
--------------------	--------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Campo di misura	205 cm
Lettura	0,1 cm
Lunghezza minima	60 cm
Tipo di dispositivo	Meccanico
Unità di misura	Cm;inch/ft

## Funzioni

Tolleranza Lunghezza	10 mm
----------------------	-------

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1015×70×45 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,80 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	108,5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	108,5 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Approvazione medica 93/42/EWG	Yes
Classe MPG	1m
Codice GMDN	37001

# KERN MSF 200

Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso  
medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica



Standard

