

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A4571UK

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Para máxima flexibilidad y comodidad en la microscopía estereoscópica
- Estas unidades de iluminación profesional garantizan una extraordinaria calidad de la luz con una intensidad constante en el objeto.
- Unidades de iluminación externas también adecuados para microscopios estereoscópicos estándar.
- Excepto: iluminación de anillos no adecuados en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A4571UK
Serie de modelos	OZB-IR
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	404576 12 18482
Número del arancel aduanero	94054239

Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	4W

Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	7000-11000 K
Regulable	yes
Diámetro del anillo	6 cm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	235×200×50 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,45 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	72,0324 g

Componente del embalaje - por peso - plástico	2,3112 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	21,9564 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE	yes
------	-----

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
PFB-A03	Fuente de alimentación KERN PFB-A03
YKA-11	Fuente de alimentación KERN YKA-11
OZB-A4590	Anillo adaptador OZB-A4590
OZB-A4591	Cubierta de plástico para la iluminación del anillo OZB-A4591