

# KERN ODC 251

HD-Tablet mit integrierter 4K-Kamera zur komfortablen Beobachtung und professionellen digitalen Dokumentation der Probe

# KERN®



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 251
Modell-Reihe	ODC-25
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras (1)
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761484962
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90119000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

## Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	Tablet-Kamera
Kamera-Auflösung	8 MP 4 K
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Sensors	1/1,8"

## Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Befestigung der Kamera	C-Mount
Schnittstellen	Drahtlose Datenübertragung;Ethernet ;HDMI;USB 2.0;USB 3.0;WLAN
Betriebssystem	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Anwendbare Software	Integrierte Kamerasoftware
Funktionen der Software	Bildaufnahme;Messungen;V ideoaufnahme
Abmessungen (B×T×H)	237×169×57 mm

## Technische Daten - Anzeige

Typ der Anzeige	HD Touch Screen
Größe des Bildschirms	10,5"
Bildschirmauflösung	1.920x1.280

## Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100-240V AC 50/60Hz 5A
Netzstecker	Innen Plus, Außen Minus
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	275×230×85 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	290 g

# KERN ODC 251

HD-Tablet mit integrierter 4K-Kamera zur komfortablen Beobachtung und professionellen digitalen Dokumentation der Probe



Lieferzeiten 1 d

## Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

## Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

## Funktionen

### Standard

