

BROCHURE DEL PRODOTTO**SAUTER
HO-A04**

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Anello di supporto, piano

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

Anello di supporto, piatto HO-A04

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	HO-A04
Modello-Serie	HO
Assortimento	Sauter
Tipologia di prodotto	Test di durezza
Gruppo di prodotti	Durometri (UCI)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761193635
Numero di tariffa doganale	90249000

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento (LxPxH)	33x33x35 mm
---------------------------------------	-------------

Materiale dell'alloggiamento metallo

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (LxPxH)	40x40x40 mm
Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Numero ONU	Nessuna merce pericolosa
Tempo di consegna	1 d

FUNZIONI

Standard

