

KERN 572-43

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

KERN®

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	572-43
Model-Serie	572
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Balances de précision
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761356894
Modèle prédécesseur	572-43-2021a
Date de début prévue	2022-2HJ
Numéro de tarif douanier	84238129
CE Label	Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	10 kg
Lisibilité	0,0001 kg
Répétabilité	0,0001 kg
Linéarité	± 0,0003 kg
Poids minimum de la pièce	1 g
Surface de pesée (d)	160×200 mm

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier	180×310×85 mm
Niveau à bulle	Oui
Plaquette de pesage du matériau	Inox
Pieds à vis pivotants	Oui

Matériau du boîtier	Fonte d'aluminium
Dimensions du plateau de pesée (L×P)	160×200 mm
Weighing surface (d)	160×200 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	21 mm
Rétro-éclairage	Oui

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Temps de charge	8 h
Tension d'entrée	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Temps de fonctionnement (rétroéclairage éteint)	48 h
Batterie rechargeable	Batterie en option (factory)

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0003 kg
Poids minimum (USP)	200 g
Lisibilité	0,0001 kg
Poids d'ajustement recommandé	10 kg (F1)
Répétabilité	0,0001 kg

KERN 572-43

Balance multi-talent, pour le laboratoire ou les usages industriels difficiles, idéale pour les multiples possibilités des applications industrielles 4.0

KERN®

Temps de stabilisation dans
des conditions de laboratoire 3 s

Temps de préchauffage 120 min

DAkkS Calibrage

963-128

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de
fonctionnement 40 °C

Température ambiante
minimale -10 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage
(L×P×H) 400×340×220 mm

Poids brut 4,4 kg

Poids net 2,8 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage -
en poids - carton 850 g

Composant de l'emballage -
par poids - plastique 850 g

Délai de livraison 1 d

Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 100000

Poids minimal de la pièce
lors du comptage
(Laboratoire) 100 mg

Poids minimum de la pièce 1 g

Services en option

Les fonctions

Standard



Option



Factory

