

# KERN EG 2200-2NM

Le classique avec le système de mesure à diapason robuste

**KERN**<sup>®</sup>



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Code article du modèle        | EG 2200-2NM             |
| Model-Serie                   | EG                      |
| Assortiment                   | KERN                    |
| Type de produit               | Balances de laboratoire |
| Groupe de produits            | Balances de précision   |
| Type d'utilisation du produit | Article principal       |
| Code EAN (Modèle)             | 4045761212671           |
| Modèle prédécesseur           | EG 2200-2NM-2017a       |
| Date de début prévue          | 2018-2HJ                |
| Numéro de tarif douanier      | 90160010                |
| CE Label                      | Oui                     |

## Données techniques - Primaire

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Capacité de pesage        | 2200 g     |
| Lisibilité                | 0,01 g     |
| Répétabilité              | 0,01 g     |
| Linéarité                 | ± 0,01 g   |
| Poids minimum de la pièce | 100 mg     |
| Surface de pesée (d)      | 180×160 mm |

## Données techniques - Construction

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Dimensions boîtier (L×P×H)   | 180×235×75 mm |
| Niveau à bulle               | Oui           |
| Plaque de pesage du matériau | Inox          |
| Pieds à vis pivotants        | Oui           |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Matériau du boîtier                  | Plastique  |
| Dimensions du plateau de pesée (L×P) | 180×160 mm |
| Weighing surface (d)                 | 180×160 mm |

## Caractéristiques techniques - Affichage

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Hauteur de l'écran | 17 mm |
| Rétro-éclairage    | Oui   |

## Données techniques - Alimentation électrique

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Adaptateur secteur/adaptateur inclus | AUS;CH;EURO;UK;US       |
| Temps de charge                      | 12 h                    |
| Tension d'entrée                     | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Batterie rechargeable                | Batterie en option      |

## Données techniques - Système de mesure

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Méthode d'étalonnage                                      | Ajustement avec poids interne (manuel) |
| Linéarité                                                 | ± 0,01 g                               |
| Poids minimum (USP)                                       | 20 g                                   |
| Lisibilité                                                | 0,01 g                                 |
| Répétabilité                                              | 0,01 g                                 |
| Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire | 3 s                                    |

# KERN EG 2200-2NM

Le classique avec le système de mesure à diapason robuste



Temps de préchauffage 120 min

Carat - capacité maximale 11000 ct

Carat - lecture 0,1 ct

## Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 30 °C

Température ambiante minimale 10 °C

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 325×410×220 mm

Poids brut 6 kg

Poids net 4 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 165 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 905 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 30 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 0 g

Composant d'emballage - par poids - verre 0 g

Composant d'emballage - par poids - bois 0 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 100 g

Composant d'emballage - par poids - métal 0 g

Délai de livraison 1 d

## Caractéristiques techniques - Données de comptage

Résolution du comptage 220000

Poids minimal de la pièce lors du comptage (Laboratoire) 10 mg

Poids minimum de la pièce 100 mg

## Données techniques - Vérification

Valeur de vérification (e) 0,1 g

Charge minimale (Min) 0,5 g

Vérification par KERN possible Oui

Classe de vérification II

## Services en option

DAkKS Calibrage 963-127

Vérification 965-216

## Les fonctions

### Standard



### Option



### Factory

