

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-02
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761002463
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 50 g
Gehäuse Holz	313-020-100
Gewichtssatz Koffer	Im Holzetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Yes
Anzahl der Gewichte im Set	20
Art des Gehäuses	Im Holzetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 50 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×140×65 mm
Bruttogewicht	0,80 kg
Nettogewicht	0,80 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	963-201
--------------------	---------

KERN 303-02

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Option

