

KERN 326-06

Peso singolo, classe OIML F1, 50 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-06
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761223691
Modello precedente	326-06-2018a; 327-66; 329-06
Modello successivo	326-06-2025e
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 g
Tolleranza (OIML)	0,3 mg
Cassa in alluminio	317-060-600
Cassa in plastica	347-070-400
Cassa in legno	317-060-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì

Funzioni

Tolleranza (OIML)	0,3 mg
Densità (kg/m ³)	7950

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	18×18×29 mm
Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	20 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-436
--------------------	---------

KERN 326-06

Peso singolo, classe OIML F1, 50 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato

KERN[®]

Standard

