

NEW



**RS-232/Convertidor Ethernet
KERN YKI-10 · YKI-11**

Datos técnicos

- Convertidor para la conexión de balanzas, instrumentos de medición de fuerza, etc., con interfaz de datos RS-232 a una red Ethernet basada en IP
- Permite la integración directa de los equipos de medición en la mayoría de las redes empresariales, con configuración automática mediante DHCP o asignación de IP estática. El acceso a los datos de medición actuales se puede realizar en cualquier momento desde toda la red
- El conversor es compatible con una amplia gama de opciones de configuración a través de la interfaz web
- Compatible con el **software BalanceConnection de KERN**
- Adecuado para montaje mural o de forma independiente

Alcance de suministro:

KERN YKI-10: Convertitore RS-232/Ethernet con 1x porta RS-232, adaptador de corriente (EU)

KERN YKI-11: Convertitore RS-232/Ethernet con 2x porte RS-232, adaptador de corriente (EU).

Los dos puertos RS-232 permiten conectar y gestionar dos balanzas o dispositivos de medición en paralelo

ESTÁNDAR



NEW



**RS-232/Convertidor WiFi
KERN YKI-12**

Datos técnicos

- Convertidor para la conexión inalámbrica de balanzas, instrumentos de medición de fuerza, etc., con interfaz RS-232 a equipos con capacidad WiFi, como tabletas, portátiles, smartphones o redes
- De este modo, los datos de pesaje pueden transmitirse cómodamente de forma inalámbrica desde una balanza a uno o varios equipos WiFi o a una red en caso de separación espacial o largas distancias (se requiere el software correspondiente en el equipo WiFi, no incluido en el volumen de suministro)
- Permite la integración directa de los equipos de medición en la mayoría de las redes empresariales, con configuración automática mediante DHCP o asignación de IP estática. El acceso a los datos de medición actuales se puede realizar en cualquier momento desde toda la red
- El conversor es compatible con una amplia gama de opciones de configuración a través de la interfaz web
- Compatible con el **software BalanceConnection de KERN**

Alcance de suministro: Convertitore

RS-232/WIFI, adaptador de corriente (EU)

ESTÁNDAR



Nota: Para la conexión a su red le será imprescindible contar con información de su administrador de red, con quien deberá hablar sobre la integración de su aparato.

Consejo: Si pide simultáneamente una balanza de KERN, el cable de interfaz es **gratuito** (hay que indicar el modelo de balanza)