

FOLLETO DEL PRODUCTO

**OPTICS
OBB-A3201**

Fecha: 05.04.2025

ESPAÑOL



Ocular (Ø 23,2 mm): WF 10 x / Ø 18 mm (con aguja indicadora)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

Ocular (Ø 23,2 mm): WF 10 x / Ø 18 mm (con aguja indicadora) OBB-A3201

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A3201
Serie de modelos	OBB-AE
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1237407
Número del arancel aduanero	90119000

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	55×30×30 mm
-------------	-------------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	85×65×45 mm
Peso bruto	0,40 kg

Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	300 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard

