


# KERN 346-022-005

Gewichtskorb für Blockgewichte justiert nach OIML-Klasse M1

**KERN**<sup>®</sup>



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-022-005
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761225053
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	20 kg
Toleranz (OIML)	1 g

## Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	730×300×330 mm
Werkstoff	Edelstahl

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	20 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	1 mg

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	730×300×330 mm
--------------------------------	----------------

## Funktionen

Standard

Bruttogewicht	55 kg
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	35 kg
Lieferzeiten	2 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-645
--------------------	---------

# KERN 346-022-005

Gewichtskorb für Blockgewichte justiert nach OIML-Klasse M1

**KERN**<sup>®</sup>

