

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1592

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Oculare (Ø 30 mm): HWF 10 x / Ø 20 mm (con scala 0,1 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Oculare (Ø 30 mm): HWF 10 x / Ø 20 mm OBB-A1592

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1592
Modello-Serie	OBB-AE
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi polarizzatori
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761249363
Numero di tariffa doganale	90119000

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	85×65×45 mm
Peso lordo	0,40 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	300 g
Tempo di consegna	1 d

ACCESSORI

Modello	Descrizione
OBB-A1523	Oculare per microscopio KERN OBB-A1523