

# KERN ODC 831

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 831
Modello-Serie	ODC-83
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Fotocamere per microscopi
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761190467
Modello successivo	ODC 832
Data di inizio prevista	2016-1HJ
Numero di tariffa doganale	85258900
Stato del prodotto	Yes

## Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Risoluzione della telecamera	3,1 MP
Tipo di sensore	Aptina CMOS
Dimensione del sensore	1/3"

## Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Esterno (OXM 902)

Dimensioni 80×80×45 mm

## Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB B
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	164×164×75 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,60 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 342,022 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 12,0959 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 62,9821 g

Tempo di consegna 1 d

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

# KERN ODC 831

Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini



## Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

## Funzioni

### Standard

