

BROCHURE PRODUIT

KERN 315-207-204

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Set sécurité 10 g (F1); 100 g (F1)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c'est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu'un petit poids de contrôle pour le contrôle à l'extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
- En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
- Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
- Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-207-204
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service

Code EAN (Modèle) 4045761245471

Numéro de tarif douanier 84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 g & 100 g
Boîtier aluminium	zet315-000-000
Poids de la caisse	dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Construction

Matériau	inox
Is weight set	oui
Number of weights in set	2
Type of case	dans un boîtier en aluminium



Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 g & 100 g
Classe OIML	F1
OIML conform	oui

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×115×70 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,50 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	500 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage	962-400-400
-----------------	-------------

FONCTIONS

Standard

SERVICES

Modèle	Description
962-400-400	Étalonnage DAkkS KERN 962-400-400

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
315-242	Pincette KERN 315-242

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Boîtier aluminium	Poids de la caisse
315-208-205	20 g & 200 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium
315-207-204	10 g & 100 g	zet315-000-000	dans un boîtier en aluminium