

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS ORA-A300 1

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Diyodometano Pro (CAS 75-11-6)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

Líquido de contacto ORA-A3001 (Diyodometano Pro, 1,79 nD (CAS 75-11-6), 2 ml)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ORA-A3001
Serie de modelos	ORA-A
Surtido	Optics
Tipo de producto	Refractómetros
Grupo de productos	Refractómetros analógicos
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761199682
Número del arancel aduanero	90279000

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	50×15×15 mm
Peso bruto	0,20 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	100 g
Plazo de entrega	1 d

FUNCIONES

Standard

