

KERN 346-87

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Blocco, ghisa laccata

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-87
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761361799
Modello precedente	346-87-2019a; 346-87-2024a
Modello successivo	346-87-2024e2
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	500 mg
Cassa in alluminio	346-070-600

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H)	193×95×108 mm
Materiale	Ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	500 mg

Funzioni

Densità (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	1408,4507

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	215×110×120 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Yes
-------------------------	-----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-644
--------------------	---------

KERN 346-87

Peso singolo, classe OIML M1, 10 kg, Blocco, ghisa laccata



Standard

