


BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN KUM-08

Data: 16.03.2025

ITALIANO



Modulo analogico

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

- I KERN Universal Module (KUM) consentono lo scambio di dati e comandi tra la bilancia e la rete o il PC, il dispositivo mobile, la stampante ecc. attraverso diverse interfacce: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth e WiFi. In questo modo garantiamo la perfetta integrazione della bilancia KERN in catene di produzione o di processo, a favore di un processo di lavoro semplice e continuo
- I moduli di interfaccia KUM per RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth e WiFi scelte dal cliente vengono applicati direttamente sulla scheda di controllo, in modo da garantire la protezione IP dell'alloggiamento
- Il modulo analogico KUM-08 converte il valore del peso misurato in un segnale analogico proporzionale. Questo segnale può essere utilizzato per controllare un sistema analogico che reagisce al peso

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	KUM-08
Modello-Serie	KUM
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761476783
Numero di tariffa doganale	90160090

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 100 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 100 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	65×60×100 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi