

KERN 366-94

Pesas individuales, Clase OIML M3, 1 kg, Botón, hierro fundido lacado

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	366-94
Serie de modelos	366
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML M3
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761482081
Modelo predecesor	366-94-2024a
Fecha de inicio prevista	2025-2HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 kg
Tolerancia (OIML)	500 mg

Datos técnicos - Construcción

Material	Hierro fundido lacado
----------	-----------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 kg
Clase OIML	M3
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	500 mg
Densidad (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	140,8451

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	55×55×87 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	1,00 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	No
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-641
-------------------	---------

KERN 366-94

Pesas individuales, Clase OIML M3, 1 kg, Botón, hierro fundido lacado



Funciones

Standard

