

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A5223

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ?PREMIUM-Universalständer

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer OZB-A5223

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A5223
Modell-Reihe	OZB-UP
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1217935
Zolltarifnummer	90119000
CE Label	ja

Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Schrauben)
----------	--

Fläche des Ständers	150×150 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Abmessungen (B×T×H)	150×545×515 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	680×330×260 mm
Bruttogewicht	11 kg
Nettogewicht	9 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g

Verpackungsbestandteil 1140,53 g
- nach Gewicht - Karton

Verpackungsbestandteil 22,9164 g
- nach Gewicht -
Kunststoff

Verpackungsbestandteil 599,352 g
- nach Gewicht -
Styropor

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Schaumstoff

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
OZB-A5301	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Stereomikroskope Modulares System - Halter KERN OZB-A5306

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A5806	Ersatzhebel OZB-A5806
OZB-A5292	Klemmplatten mit Schrauben KERN OZB-A5292