

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1574

Datum: 28.03.2025

DEUTSCH



Kondensor ABBE; 1,25; fix

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Kondensor OBB-A1574

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1574
Modell-Reihe	OBB-AC
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761246515
Vorgängermodell	OBB-A1101
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Konstruktion

Aperturblende	ja
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	fix

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Bruttogewicht	0,80 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

FUNKTIONEN

Standard

