

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1159

Datum: 16.03.2025

DEUTSCH



Infinity-E-Plan-Objektiv, 10 x /0,25 W.D. (2,1 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Infinity-E-Plan-Objektiv, 10 x /0,25 W.D. (2,1 mm) OBB-A1159

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A1159
Modell-Reihe	OBB-AO
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761165007
Zolltarifnummer	90119000

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Bruttogewicht	0,60 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Lieferzeiten	1 d