

# KERN OZB-A4572

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A4572
Modello-Serie	OZB-IR
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761218437
Modello precedente	OZB-A4572-2018a
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	94054239

## Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4W

## Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	6500-7000 K
Dimmerabile	Yes
Per segmenti	Yes
Diametro dell'anello	6 cm

## Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
----------------------	---

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

## Funzioni

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	235×200×50 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,45 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	72,0324 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	2,3112 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	21,9564 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes
------	-----

# KERN OZB-A4572

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente,  
uniforme e potente

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

