

BROCHURE PRODUIT

KERN KUP-08

Date: 16.03.2025

FRANCAIS



Adaptateur d'interface avec câble. Interface avec analogique (0 - 10 V)
analogique (4 - 20 mA)
KUP, longueur du câble 0,15 m.

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPTION

- Le port universel KERN (KUP) permet l'échange de données et d'instructions de commande entre la balance et le réseau ou le PC, le terminal mobile, l'imprimante, etc. via plusieurs interfaces ;: RS-232, périphérique USB, Ethernet, Bluetooth et WiFi. Nous assurons ainsi l'intégration parfaite de votre balance KERN dans la chaîne de fabrication ou de processus, ce qui permet un processus de travail simple et continu.
- Selon le principe « Plug and Play », le KUP pour RS-232 ou USB, Ethernet, Bluetooth ou WiFi est simplement enfiché sur le connecteur DB-15 intégré dans l'appareil. Il est ainsi possible d'ajouter ou de remplacer des interfaces de manière confortable, sans avoir à ouvrir le boîtier de la balance ou à procéder à un montage compliqué. Cette option offre donc une grande flexibilité pour un faible coût supplémentaire.
- Le module analogique KUP-08 convertit proportionnellement la valeur de pesée mesurée en un signal analogique. Ce signal peut ensuite être utilisé pour commander un système analogique réagissant au poids.

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KUP-08
Model-Serie	KUP
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 125397 1
Numéro de tarif douanier	90160090

Mode d'expédition

Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton

100 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse

100 g

Délai de livraison

1 d

FONCTIONS

Standard



Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×145×40 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,30 kg