



Pèse-personne avec fonction IMC

Caractéristiques

- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : Pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Support mural de série pour montage mural de l'afficheur, modèles sans colonne uniquement
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur
- Housse de protection transparente de série

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 210×110×50 mm
- KERN MPB: Longueur du câble afficheur env. 1,2 m
- Dimensions totales L×P×H
KERN MPB: 315×300×60 mm
KERN MPB-P: 315×450×1000 mm (colonne incluse)
- Fonctionnement sur piles possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu'à 170 h
- Bloc d'alimentation externe de série

Accessoires

- **1** Toise mécanique, plage de mesure de 60 cm – 205 cm, à visser (par l'avant ou l'arrière) sur le statif (MPB-P), ou montage mural, approbation médicale selon 93/42/CEE ou le règlement (UE) 2017/745, KERN MSF 200
- Colonne pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 950 mm, KERN MWS-A01
- Lingettes de nettoyage sans alcool pour nettoyage désinfectant, efficacité rapide, à base de composés d'ammonium quaternaire modernes, également contre les papovavirus. Particulièrement douces pour les matériaux. Conformes aux exigences légales des directives TRGS 525/540 concernant la sécurité au travail. Comprend 100 lingettes, KERN MYC-01

DE SÉRIE



Modèle	Portée	Lecture	Plateau	Poids net
	[Max] kg	[d] kg	L×P×H mm	env. kg
KERN				
MPB 300K100	300	0,1	315×300×60	4,6
MPB 300K100P	300	0,1	315×300×55	7