





OZB-A1203

OZB-A1213





OZB-A6303



OZB-A1211



OZB-A6301



OZB-A1201/OZB-A1211

- · Altura de la columna: 430 mm
- · Largo del brazo telescópico: 385 mm

OZB-A1203/OZB-A1213

- · Altura de la columna: 430 mm
- · Largo del brazo doble: 480 mm

OZB-A6302

- Altura del brazo articulado con resorte: 525 mm
- · Largo del brazo articulado con resorte: 620 mm

OZB-A6301

· Altura de la columna: 300 mm

OZB-A6303

- · Altura del brazo articulado con resorte: 400 mm
- · Largo del brazo articulado con resorte: 850 mm

Caballete universal ECO

Características

- · Con nuestros caballetes universales y básicos, así como con las cabezas de microscopio y las unidades de iluminación externa, podrá configurar usted mismo su microscopio según desee, adaptado a la utilización que le dará
- · Gracias a los caballetes universales de uso flexible y adaptable, es posible trabajar de forma óptima en todos los ámbitos, con las muestras más diversas
- Tiene a su disposición caballetes universales pequeños en variante con pie, así como, opcionalmente, con una pinza de mesa para el borde de la mesa en su escritorio o en su mesa de trabajo. Según el modelo, puede elegir un caballete universal con brazo telescópico, brazo articulado o brazo doble con rodamiento de bolas
- El caballete universal con brazo articulado con resorte que incluye pinza para mesa le simplifica su trabajo diario con el microscopio estereoscópico

Modelo Descripción del artículo

KERN

KLKIN	
OZB-A1201	Brazo telescópico – plato – sin soporte
OZB-A1211	Brazo telescópico – abrazadera Borde de la mesa (ancho de sujeción: máx. 40 mm) – sin soporte
OZB-A1203	Brazo articulado - plato - sin soporte
OZB-A1213	Brazo articulado - abrazadera Borde de la mesa (ancho de sujeción: máx. 40 mm) - sin soporte
OZB-A6302	Brazo articulado con resorte (resorte de gas) - abrazadera (ancho de sujeción: máx. 50 mm) - con soporte (tornillo macrométrico)
OZB-A6303	Brazo articulado de resorte (resorte de compresión helicoidal) - abrazadera (ancho de sujeción: máx. 50 mm) - con soporte (tornillo macrométrico)
OZB-A6301	Soporte de columna con base en forma de "C" – sin soporte