

KERN ORA 6HA

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ORA 6HA
Model-Serie	ORA-H
Assortiment	Optics
Type de produit	Réfractomètres
Groupe de produits	Réfractomètres analogiques
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761483491
Modèle prédécesseur	ORA 6HA-2023a; ORA 6HB
Date de début prévue	2025-1HJ
Numéro de tarif douanier	90275000

Données techniques - Primaire

Balances	Contenu en eau
Gamme d'échelles	12 % - 30 %
ATC	Oui

Données techniques - Construction

Type	Réfractomètre manuel
Échelle d'affichage	Analogique
Dimensions (L×P×H)	168×40×40 mm

Données techniques - Système de mesure

Méthode de mesure	Réfraction de la lumière
Température de mesure min.	10 °C
Température de mesure max.	30 °C

Les fonctions

Lecture	0,1 %
---------	-------

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	215×94×65 mm
Poids brut	0,45 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	26,14 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	26,14 g
Délai de livraison	1 d

KERN ORA 6HA

Mesure de l'indice de réfraction pour les laboratoires et l'industrie



Standard

