

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OZB-A5223

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Personalizzazione, varietà e flessibilità nel lavoro grazie al nostro sistema modulare ? PREMIO-Stativi universali

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

Supporto per stereomicroscopio OZB-A5223

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OZB-A5223
Modello-Serie	OZB-UP
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi stereo
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1217935
Numero di tariffa doganale	90119000
CE Label	sì

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di stativo	universale (doppio braccio con cuscinetti a sfere, con viti)
-----------------	--

Area dello stativo	150×150 mm
Diametro del supporto	76 mm
Dimensioni (L×P×H)	150×545×515 mm

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	680×330×260 mm
Peso lordo	11 kg
Peso netto	9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- cartone 1140,53 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- plastica 22,9164 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- polistirolo 599,352 g

Componenti per
l'imballaggio - in peso -
schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ACCESSORI

Modello	Descrizione
OZB-A5301	Sistema modulare di stereomicroscopi - Supporti KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Sistema modulare di stereomicroscopi - Supporti KERN OZB-A5306

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
OZB-A5806	Leva di ricambio OZB-A5806
OZB-A5292	Piastre di fissaggio con viti KERN OZB-A5292