

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A3207

Data: 16.03.2025

ITALIANO



Obiettivo acromatico, 100 x / 1,25 (olio) (molleggiato) W.D. (0,2 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Obiettivo acromatico, 100 x / 1,25 (olio) (molleggiato) W.D. (0,2 mm) OBB-A3207

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A3207
Modello-Serie	OBB-AO
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761237469
Numero di tariffa doganale	90119000

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone

300 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	36×25×25 mm
------------	-------------

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	65×40×40 mm
Peso lordo	0,60 kg
Peso netto	0,30 kg