

KERN ORA 1UA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ORA 1UA
Modell-Reihe	ORA-U
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Analoge Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761483019
Vorgängermodell	ORA 1UA-2.024a
Geplanter Starttermin	2025-1HJ
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Skalen	Urea
Skala Bereich	0 % - 40 %
ATC	Yes

Technische Daten - Konstruktion

Typ	Handrefraktometer
Skala anzeigen	Analog
Abmessungen (B×T×H)	160×40×40 mm

Technische Daten - Messsystem

Messverfahren	Lichtbrechung
Messung Temp min	10 °C
Mess-Temp max	30 °C

Funktionen

Standard

Ablesung 0,2 %

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	215×94×65 mm
Bruttogewicht	0,35 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	26,14 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	26,14 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

ISO-Kalibrierung 961-290

KERN ORA 1UA

Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie

KERN[®]



Option

