

KERN ODC 241

Tablet con fotocamera integrata per l'osservazione ottimale e la documentazione digitale del campione

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 241
Modello-Serie	ODC-2
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761217683
Data di inizio prevista	2018-2HJ
Numero di tariffa doganale	85258900
CE Label	Yes

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	Telecamera di tablet
Risoluzione della telecamera	5 MP
Tipo di sensore	Sony CMOS
Dimensione del sensore	1/2,8"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	Drahtlose Datenübertragung;HDMI;HDMI Micro;SD Kartenslot;USB 2.0;WLAN
Sistema operativo	Win 10;Win 11
Software applicabile	Integrierte Kamerasoftware

Funzioni del software

Registrazione immagini;Misurazioni;Registrazione di video

Dimensioni (L×P×H) 238×182×51 mm

Dati tecnici - Display

Tipo di display	Touchscreen LCD
Dimensioni dello schermo	9,7"
Risoluzione del display	2.048x1.536

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100-240V AC 50/60Hz 5A
Spina di alimentazione	Più dentro, meno fuori
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	275×230×85 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,80 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	206,483 g

KERN ODC 241

Tablet con fotocamera integrata per l'osservazione ottimale e la documentazione digitale del campione



Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	1,539 g
---	---------

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	48,4785 g
--	-----------

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
--	-----

Tempo di consegna	1 d
-------------------	-----

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
----------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max	40 °C
----------------------------------	-------

Dati tecnici - Verifica

RAEE	Yes
------	-----

Funzioni

Standard

