

KERN 327-141

Poids individuel, Classe OIML F1, 10 kg, Poids de contrôle, inox poli



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	327-141
Model-Serie	327
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761004856
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 kg
Tolérance (OIML)	50 mg
Boîtier aluminium	Non disponible
Boîtier plastique	Non disponible
Caisse en bois	337-141-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 kg
Classe OIML	F1
OIML conform	Yes
Tolerance (OIML)	50 mg

Les fonctions

Standard

Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	1250

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	136×136×132 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkKS Calibrage	962-444
-----------------	---------

KERN 327-141

Poids individuel, Classe OIML F1, 10 kg, Poids de contrôle, inox poli

