



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-07
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761004764
Nachfolgemodell	327-07-2025e
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	100 g
Toleranz (OIML)	0,5 mg
Gehäuse Aluminium	317-070-600
Gehäuse Kunststoff	347-070-400
Gehäuse Holz	317-070-100

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	100 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	0,5 mg

## Funktionen

Standard

Dichte (kg/m<sup>3</sup>) 7950

Volumen (cm<sup>3</sup>) 12,5

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 22×22×39 mm

Bruttogewicht 0,10 kg

Nettogewicht 0,10 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich Yes

## Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 962-437

# KERN 327-07

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 100 g, Knopf, Edelstahl poliert

