

KERN EMB 100-3

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EMB 100-3
Modell-Reihe	EMB
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761098060
Geplanter Starttermin	2015-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	100 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,005 g
Wägefläche (d)	82 mm
Empfohlenes Justiergewicht	100 g (F1)

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen des Gehäuses	170×244×54 mm
Material-Wägeplatte	Kunststoff, ableitfähig lackiert
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	82 mm
Abmessungen Windschutz, innen (Ø×H)	96×35 mm

Abmessungen Windschutz, außen (Ø×H)	105×35 mm
-------------------------------------	-----------

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	15 mm
Hintergrundbeleuchtung	Nein

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	9 V Block
Betriebszeit	16 h

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,005 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Empfohlenes Einstellgewicht	100 g (F1)
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Tara-Bereich	100 g
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Dwt;g;oz;ozt

Technische Daten - Umweltbedingungen

KERN EMB 100-3

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 35 °C

Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 220×290×147 mm

Bruttogewicht 1,4 kg

Nettogewicht 0,85 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 18 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 890 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 6 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 111 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 202 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-127

Funktionen

Standard



Option

