

# KERN 326-026

Gewichtssatz, F1, 1 g - 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-026
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224148
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 50 g
Gehäuse Aluminium	314-020-600
Gewichtssset Koffer	Im Aluminiumetui

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssset	Yes
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 50 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes

## Technische Daten - Verpackung & Versand

## Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 165×120×75 mm

Bruttogewicht 0,80 kg

Nettogewicht 0,50 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 340 g

Lieferzeiten 1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-415

# KERN 326-026

Gewichtssatz, F1, 1 g - 50 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

