

# KERN 346-88

Peso singolo, classe OIML M1, 20 kg, Blocco, ghisa laccata

**KERN**<sup>®</sup>



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-88
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761241657
Modello precedente	346-88-2019a
Modello successivo	346-88-2024e2; 346-88-2025e
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	20 kg
Tolleranza (OIML)	1 g
Cassa in alluminio	346-080-600

## Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	230×115×139 mm
Materiale	Ghisa laccata

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	20 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	1 g

## Funzioni

Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7100
Volume (cm <sup>3</sup> )	2816,9014

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	240×130×160 mm
Peso lordo	20 kg
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-645
--------------------	---------

# KERN 346-88

Peso singolo, classe OIML M1, 20 kg, Blocco, ghisa laccata



Standard

