

BROCHURE DEL PRODOTTO

OPTICS OBB-A1210

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Tubo trinoculare

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

DESCRIZIONE

Tubo per microscopio OBB-A1210

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1210
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi polarizzatori
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761167421
Numero di tariffa doganale	90119000

Dati tecnici - Primario

Tubo	Trinoculare
------	-------------

Dati tecnici - Costruzione

Tipo di tubo	Siedentopf
Angolo del tubo	30°
Rotazione del tubo	sì
Distanza occhio (max)	75 mm
Distanza oculare (min)	50 mm
Diottria regolabile	unilaterale
Dimensioni (L×P×H)	230×120×100 mm

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 265×185×165 mm

Peso lordo 2 kg

Peso netto 1,4 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 600 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard

