

KERN ODC 851

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 851
Model-Serie	ODC-85
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761360310
Modèle prédécesseur	ODC 851-2022a
Date de début prévue	2023-1HJ
Numéro de tarif douanier	85258900
Statut du produit	Yes

Données techniques - Primaire

Type de caméra	HDMI Caméra de microscope - C-Mount
Résolution de la caméra	2 MP
Type de capteur	Sony CMOS
Taille du capteur	1/2"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	HDMI;SD Kartenslot;USB 2.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Externe (OXM 902)

Dimensions 88×78×68 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Type d'alimentation	Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Fiche d'alimentation	Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur
Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×170×90 mm
Poids brut	1,6 kg
Poids net	1,00 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	423 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	11,5 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	65,5 g

KERN ODC 851

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Les fonctions

Standard

