

KERN ODC 231

Caméra microscope haute résolution avec écran LCD, peut être installée ultérieurement sur tous les modèles de la série OBT

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle | ODC 231 |
| Model-Serie | ODC-23 |
| Assortiment | Optics |
| Type de produit | Microscopes |
| Groupe de produits | Caméras microscopes |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle) | 4045761484979 |
| Date de début prévue | 2025-1HJ |
| Numéro de tarif douanier | 90119000 |
| CE Label | Yes |
| Pays d'origine | CN |

Données techniques - Primaire

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Type de caméra | Caméra tablette |
| Résolution de la caméra | 2 MP |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1/2,8" |

Données techniques - Construction

| | |
|------------------------|---|
| Capacité de couleur | Colour |
| Montage de la caméra | Connecteur |
| Interfaces | USB 2.0 |
| Système d'exploitation | Win 10;Win 11 |
| Logiciel applicable | Integrierte Kamerasoftware;S-Viewer (OXM 904) |

Fonctions du logiciel

Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme

Dimensions (L×P×H)

182×125×85 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

| | |
|-----------------------|-------------|
| Type d'affichage | LCD |
| Taille de l'écran | 7" |
| Résolution de l'écran | 1.844x1.080 |

Données techniques - Alimentation électrique

| | |
|----------------------|--|
| Type d'alimentation | USB avec bloc d'alimentation enfichable (séparable) |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V AC 50 / 60 Hz 400 mA |
| Fiche d'alimentation | Plus à l'intérieur, moins à l'extérieur |
| Classe de protection | Classe de protection III - basse tension de protection |
| Fixation du câble | Amovible |

Données techniques - Emballage et expédition

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H) | 200×190×125 mm |
| Poids brut | 0,70 kg |
| Poids net | 0,50 kg |
| Mode d'expédition | Service de colis |

KERN ODC 231



Caméra microscope haute résolution avec écran LCD, peut être installée ultérieurement sur tous les modèles de la série OBT

Composant de l'emballage -
en poids - carton 200 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Les fonctions

Standard

