

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN YKI-10

Data: 19.09.2025

ITALIANO



Convertitore RS-232/Ethernet

## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

- Convertitore per il collegamento di bilance, strumenti di misurazione per forze ecc. con interfaccia dati RS-232 a una rete Ethernet basata su IP
- Consente l'integrazione diretta degli strumenti di misurazione nella maggior parte delle reti aziendali, con configurazione automatica tramite DHCP o assegnazione IP statica. È possibile accedere ai dati di misurazione aggiornati in qualsiasi momento da tutta la rete
- Il convertitore supporta numerose possibilità di configurazione tramite l'interfaccia web
- Compatibile con KERN Software BalanceConnection
- Adatto per il montaggio a parete oppure free-standing
- In dotazione: convertitore RS-232/Ethernet con 1 porta RS-232, adattatore di rete (UE)

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKI-10
Modello-Serie	YKI
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)

Tipo di utilizzo del prodotto

Accessori/DL

Codice EAN (Modello) 4045761483361

Modello precedente YKI-01

Numero di tariffa doganale 84239010

CE Label yes

### Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete Alimentatore

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	230×165×50 mm
Peso lordo	0,35 kg
Peso netto	0,25 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	130 g
Tempo di consegna	1 d

## FUNZIONI

Standard



## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
YKA-11	Alimentatore KERN YKA-11