

## BROCHURE DEL PRODOTTO

# KERN YKT-01

Data: 19.09.2025

ITALIANO



Stampante di alto livello qualitativo con grande display LCD e numerose funzioni

### CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## VETRINA DEI PRODOTTI



## DESCRIZIONE

- Stampa conforme alle norme GLP grazie alla carta resistente e al processo di stampa a matrice di punti
- Stampa di data e ora per documentare le pesate con marca temporale
- Indicazione di nome, numero di lotto e ID per stampare le informazioni definite dall'utente
- Visualizzazione e stampa di tara, peso lordo e netto per facilitare il calcolo e la documentazione
- Pesata multipla per memorizzare ed elaborare più pesate consecutive
- Funzione Ricetta per pesare e documentare diversi componenti
- Funzione di somma per il calcolo della somma di più pesate
- Funzione Statistica per il calcolo e la stampa di valori statistici come la media o lo scostamento standard
- Procedimento di stampa: 8 magneti di stampa con matrice di punti
- Velocità: 1,7 righe/s
- Dimensioni dei caratteri (caratteri ASCII): L×H 1,7×2,6 mm
- Durata utile: 1 milione di righe
- Cassetta nastro a colori: EPSON ERC-22 o ERC-09B
- Funzionamento tramite alimentatore 230 V/50 Hz Standard UE, di serie

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo YKT-01

Modello-Serie	YKT
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Accessori generali per bilance

Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale; Accessori/ Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761484849
Modello precedente	911-013; YKN-01; YKS-01; YKT-01-2023a
Numero di tariffa doganale	84239010
CE Label	yes

### Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni complessive montate (L×P×H)	114,6×188,2×86,6 mm
--	---------------------

### Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensione di ingresso	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Adattatore di rete	Alimentatore

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	45 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C
Umidità minima	10 %

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	265×200×180 mm
Peso lordo	1,8 kg

Peso netto	0,65 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	521,5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	521,5 g
Tempo di consegna	1 d

### FUNZIONI

Standard
----------



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
911-013-010	Rotoli di carta KERN 911-013-010
911-013-002	Rotoli di carta KERN 911-013-002
YKT-A03	Nastro inchiostro KERN YKT-A03
YKT-A05S05	Rotoli di etichette KERN YKT-A05S05

## SERVIZI

Modello	Descrizione
970-101	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-101