

KERN 327-131

Poids individuel, Classe OIML F1, 5 kg, Poids de contrôle, inox poli



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	327-131
Model-Serie	327
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761473881
Date de début prévue	2024-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	5 kg
Tolérance (OIML)	25 mg
Caisse en bois	337-131-100

Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Classe OIML	F1
OIML conform	Yes
Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	1250

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	136×136×132 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	10 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Services en option

DAkkS Calibrage	962-443
-----------------	---------

Les fonctions

Standard

KERN 327-131

Poids individuel, Classe OIML F1, 5 kg, Poids de contrôle, inox poli

