


# KERN TI-D

Banco de pruebas con palanca para pruebas de dureza reproducibles con placa base de cristal

# KERN®



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	TI-D
Serie de modelos	TI
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Pruebas de dureza
Grupo de productos	Durómetros (Shore)
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761140240
Modelo predecesor	TI-D-2.019a
Fecha de inicio prevista	2012-1HJ
Número del arancel aduanero	90248000
País de origen	CN

## Datos técnicos - Primarios

Escalas de dureza	Shore D
-------------------	---------

## Datos técnicos - Construcción

Material de la carcasa	Acero inoxidable
------------------------	------------------

## Datos técnicos - Sistema de medición

Fuerza de ensayo Medición de la dureza	50 N
--	------

## Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento	40 °C
Temperatura mínima de almacenamiento	-10 °C

## Funciones

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	355×255×180 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	8 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Número ONU	No hay mercancías peligrosas
Componente de embalaje - por peso - cartón	750 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	750 g
Plazo de entrega	1 d

# KERN TI-D

Banco de pruebas con palanca para pruebas de dureza reproducibles con placa base de cristal



Standard

