

BROCHURE DEL PRODOTTO

**OPTICS
OBB-A1471**

Data: 21.03.2025

ITALIANO



Tubo monocolare, 45° inclinato, 360° girevole

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIZIONE

Tubo monocolare, 45° inclinato, 360° girevole OBB-A1471

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1471
Modello-Serie	OBB-AT
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761197466
Numero di tariffa doganale	90119000

Dimensioni imballo (L×P×H) 265×185×165 mm

Peso lordo 1,00 kg

Peso netto 0,80 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 200 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



ITALIANO

Dati tecnici - Primario

Tubo	Monocolare
------	------------

Dati tecnici - Costruzione

Angolo del tubo	45°
Rotazione del tubo	sì

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione