

KERN 326-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 g, Eco-Form, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-05
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223707
Vorgängermodell	326-05-2018a; 326-05K+C; 327-65; 329-05
Nachfolgemodell	326-05-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	20 g
Toleranz (OIML)	0,25 mg
Gehäuse Aluminium	317-050-600
Gehäuse Kunststoff	347-050-400
Gehäuse Holz	317-050-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	20 g
OIML-Klasse	F1

Funktionen

Standard

OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	0,25 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×22 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	20 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-435
--------------------	---------

KERN 326-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 20 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

