

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 303-064

Datum: 10.03.2026

DEUTSCH



Gewichtssatz, E1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-064
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 129 16 14
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 1 kg
----------	-------------

Gehäuse Kunststoff	313-082-400
Gewichtssset Koffer	im Kunststoffkoffer

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssset	yes
Anzahl der Gewichte im Set	25
Art des Gehäuses	im Kunststoffkoffer

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 1 kg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Bruttogewicht	3,8 kg
Nettogewicht	3,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-205
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Option



DIENTSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
<u>963-205</u>	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-205
<u>962-205R</u>	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-205R
<u>920-714</u>	Markierung von Prüfgewichten KERN 920-714

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
<u>313-082-400</u>	Kunststoff-Gewichtsetui KERN 313-082-400
<u>315-242</u>	Pinzette KERN 315-242
<u>318-270</u>	Staubpinsel KERN 318-270