

# KERN 326-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

# KERN®



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-04
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761223714
Vorgängermodell	326-04-2018a; 327-64; 329-04
Nachfolgemodell	326-04-2025e
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

## Technische Daten - Primär

Nennwert	10 g
Toleranz (OIML)	0,2 mg
Gehäuse Aluminium	317-040-600
Gehäuse Kunststoff	347-050-400
Gehäuse Holz	317-040-100

## Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

## Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	10 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

## Funktionen

Standard

Toleranz (OIML)	0,2 mg
Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	10×10×17 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	20 g
Lieferzeiten	1 d

## Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-434
--------------------	---------

# KERN 326-04

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 g, Eco-Form, Edelstahl poliert

**KERN**<sup>®</sup>

