


KERN 347-022-005

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-022-005
Modell-Reihe	347
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761225015
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	20 kg
Toleranz (OIML)	1 g

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	1000×500×500 mm
Werkstoff	Edelstahl

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	20 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	1 mg

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
--------------------------------	-----------------

Funktionen

Standard

Bruttogewicht	20 kg
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-645
--------------------	---------

KERN 347-022-005

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1

KERN[®]

