

KERN ORA 3HB

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Modello codice articolo | ORA 3HB |
| Modello-Serie | ORA-H |
| Assortimento | Optics |
| Tipologia di prodotto | Rifrattometri |
| Gruppo di prodotti | Rifrattometri analogici |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale |
| Codice EAN (Modello) | 4045761159181 |
| Modello successivo | ORA 3HA |
| Data di inizio prevista | 2015-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 90275000 |
| Stato del prodotto | Yes |

Dati tecnici - Primario

| | |
|-------------|--|
| Scala | Brix Baumé Contenuto d'acqua |
| Scala Gamma | 58 % - 92 % 38 °Bé - 43 °Bé 12 % - 27 % |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Tipo | Rifrattometro manuale |
| Scala di visualizzazione | Analogico |
| Dimensioni (L×P×H) | 160×40×40 mm |

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|-------------------------------|------------|
| Metodo di misurazione | Rifrazione |
| Temperatura di misura min | 10 °C |
| Temperatura di misura massima | 30 °C |

Funzioni

| | |
|---------|-------------------|
| Letture | 0,5 % 0,5 °Bé 1 % |
|---------|-------------------|

Dati tecnici - Condizioni ambientali

| | |
|-------------------------------|-------|
| Temperatura di stoccaggio Min | -5 °C |
| Temperatura di stoccaggio Max | 40 °C |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 215×94×65 mm |
| Peso lordo | 0,35 kg |
| Peso netto | 0,30 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |

| | |
|--|-----------|
| Componenti dell'imballaggio - a peso - carta | 888,76 mg |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone | 49,9797 g |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica | 1,41156 g |
|--|-----------|

| | |
|---|-----|
| Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo | 0 g |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
| Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma | 0 g |
|--|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Tempo di consegna | 1 d |
|-------------------|-----|

Servizi opzionali

| | |
|-------------|---------|
| Calcolo ISO | 961-290 |
|-------------|---------|

KERN ORA 3HB

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria



Standard

